



## Testando o adapter com teste instrumental

Caso você precise do projeto com todas as alterações realizadas na aula passada, você pode baixá-lo por meio [deste link](https://github.com/alura-cursos/android-testes-mock/archive/aula-1.zip) (<https://github.com/alura-cursos/android-testes-mock/archive/aula-1.zip>).

Copie o código de teste do adapter para dentro do teste `useAppContext()` que está dentro da classe de exemplo para testes instrumentais. Ao invés de usar a instância manual da classe `Context` utilize o `Context` fornecido pelo exemplo e rode o teste.

Lembre-se que o teste instrumental exige o uso de um dispositivo, seja físico ou emulado.