


☰ 05

Características do server

Tenha como base a tela abaixo:

Heart Rate  (Predefined)

UUID: 0x180D

Heart Rate Measurement

UUID: 0x2A37

Properties: NOTIFY

Descriptors:

Client Characteristic Configuration

UUID: 0x2902

Value: Notifications and indications disabled

Body Sensor Location

UUID: 0x2A38

Properties: READ

Value: Chest

Identifique o serviço e as características:

Selecione uma alternativa

- A

Serviço: Heart Rate Measurement UUID 0x2A37 Características: UUID 0x2A37 e 0x2902
- B

Serviço: Heart Rate UUID 0x180D Características: Heart Rate Measurement UUID 0x2A37 e 0x2902
- C

Serviço: Heart Rate UUID 0x180D Características: Heart Rate Measurement UUID 0x2A38